


# Gebrauchsanleitung zur Implant Card


Die Implant Card ist von medizinischem Fachpersonal auszufüllen und dem Patienten als Nachweis zu seiner Operation auszuhändigen.

Tragen Sie bitte in die vorgesehenen Felder ein:

- 1 Name des Patienten/ Patienten ID
- 2 Datum der Implantation
- 3 Name und Adresse des Krankenhauses/ der Gesundheitseinrichtung



Nehmen Sie das Patientenetikett aus der Verpackung und kleben es auf die dafür vorgesehene Rückseite der Implant Card. Die Implant Card wird mit jedem Implantat mitgeliefert.



Folgende Symbole sind auf der Implant Card abgebildet:

Symbol	Erklärung
	Patientenname oder Patienten-ID
	Datum der Implantation
	Name und Adresse der Gesundheitseinrichtung
	Hersteller
	Webseite mit Patienteninformationen
	Name des Medizinprodukts
	Katalognummer
	Seriennummer*
	Chargenbezeichnung*
	Einmalige Produktkennung

\*Entweder SN oder LOT abgebildet. Variiert nach Typ des Implantats.