


Pokyny k použití Implant Card


Kartu s informacemi o implantátu vyplňuje odborný zdravotnický pracovník, který ji vydá pacientovi jako doklad k operaci, kterou podstoupil.

Do uvedených polí prosím vepište:

- 1 Jméno pacienta / ID pacienta.
- 2 Datum zavedení implantátu.
- 3 Název a adresu nemocnice / zdravotnického zařízení



Vyjměte štítek pacienta z obalu a nalepte ho na zadní stranu karty s informacemi o implantátu, jež je k tomu určená. Karta s informacemi o implantátu se dodává spolu s každým implantátem.



Na kartě s informacemi o implantátu jsou zobrazeny následující symboly:

Symbol	Vysvětlení
	Jméno pacienta
	Datum implantace
	Název a adresa nemocnice / zdravotnického zařízení
	Výrobce
	Internetové stránky s informacemi pro pacienty
	Název zdravotnického výrobku
	Katalogové číslo
	Sériové číslo*
	Označení šarže*
	Jedinečný identifikátor prostředku

*Vyobrazeno buďto SČ nebo číslo LOT. Liší se podle typu implantátu.